

Azienda UsI Modena	Modello di accreditamento della Regione Emilia Romagna	Sez.	Pag.
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	PROTOCOLLO EPARINA per Ratio 2 – 3	Codice	
Unità operativa di Cardiologia NOCSAE		Rev.	Del

Preparazione infusione: eparina **ogni ml** puro contiene 5000 UI

Diluire 25000 UI di eparina pura (5 ml) in 250 ml di fisiologica ottenendo così una concentrazione di 100 UI in 1 ml

Bolo da effettuare se PTT ratio è $\leq 1,4$

PTT ratio	BOLO	INFUSIONE	VARIAZIONE	CONTROLLO PTT
Inferiore oppure = 1,4	60-80 UI/kg	10 cc/h	/	6 ore
1,4 – 1,7	no bolo	/	+ 3 cc/h	6 ore
1,8 – 1,9	no bolo	/	+ 2 cc/h	6 ore
2 -3	no bolo	/	0	12 ore
3,1 – 3,5	no bolo	Stop 1 ora	- 2 cc/h	6 ore
>120 sec	no bolo	Stop 2 ore	- 3 cc/h	4 ore

Verifica:	Approvazione:	Emissione:	
Responsabile U.O. Cardiologia Dott. Tondi Stefano	Responsabile U.O. Cardiologia Dott. Tondi Stefano	Infermieri Pasquale Del Prete Antonio Brancati	Data di emissione
	Referente Qualità u.o. Cardiologia Dott.ssa Virginia Agnoletto		
	Coordinatore Stefano Sorrentino		